

Änderungshistorie diaLIMS Release 13.3

Release-Zeitraum: 14.12.2021 – 21.01.2022

Anzahl gelisteter Änderungen: 13

Chargen

Erweiterungen	#26336	<u>Framework/API</u> : Das Setzen des berechneten Haltbarkeitsdatums an einer Charge kann nun durch Programmierung angepasst werden. (v13r3)
	#27280	Die Ist-Gesamt-Mengen, das Gewichts-%-Gesamt bzw. das Volumen-%-Gesamt von Chargenbestandteilen können nun berechnet und angezeigt werden. (v13r3)
Fehlerbehebungen	#27584	<u>Behoben</u> : Anwenderstatus von Chargen (und Lieferungen) wurde geleert, wenn freigaberelevante Parameter fertiggestellt wurden und zu dem Zeitpunkt noch weitere nicht fertiggestellte freigaberelevante Parameter existierten. (v13r3)

Aktivitäten

Erweiterungen	#26771	<ul style="list-style-type: none">• Aktivitäten können nun Produkte zugeordnet werden.• Aktivitäten können nun direkt im Produktmodul angelegt und bearbeitet werden. (v13r3)
----------------------	--------	--

Messserien

Fehlerbehebungen	#26780	<u>Behoben</u> : <ul style="list-style-type: none">• Stornierte oder abgeschlossene Probenergebnisse wurden beim Zuordnen von Proben zu einer Messserie zugeordnet. Dadurch wurden u.U. freie Messungen anderer Parameter übersprungen.• Es wurden auch Parameter im Status 'wartet auf Fertigstellung' Messserien zugeordnet, wenn der Status der Parameter nach Eingabe von Messwerten auf 'in Arbeit' bleiben sollte. (v13r3)
-------------------------	--------	---

Benutzer, Benutzergruppen, Berechtigungen, Bedingungen

Erweiterungen	#27173	Benutzerpasswörter können nun einfach generiert und (mit automatischer E-Mail-Benachrichtigung) zurückgesetzt werden. <u>Behoben/Framework</u> : Die Hilfsklasse <i>SelectSingle</i> lieferte bei fehlerhaften Abfragen u.U. Ergebnisse aus einer Abfrage, die für die Fehlerbehandlung ausgeführt wurde. (v13r3)
----------------------	--------	--

Textbausteine

Erweiterungen	#27396	<u>Framework/API</u> : Das Einfügen von Textbausteinen kann nun durch Programmierung so angepasst werden, dass Attribute, wie z.B. Sprache von Datensätzen berücksichtigt werden können. (v13r3)
----------------------	--------	--

Probenpläne

Erweiterungen	#27416	<u>Framework/API</u> : Die Nachfrage, ob in Zukunft liegende Proben eines Probenplans gelöscht werden sollen, kann nun durch Programmierung individuell angepasst oder ganz deaktiviert werden. (v13r3)
----------------------	--------	---

Import EU Pestizid Datenbank

Erweiterungen	#27448	<ul style="list-style-type: none">• Kataloggrenzwerte können nun Stoffbezogen angelegt werden. (Beta)• Rückstandshöchstgehalte bzw. <i>Maximum Residue Levels</i> (MRL) können nun als Kataloggrenzwerte aus der EU-Pestizid-Datenbank importiert werden. (v13r3)
----------------------	--------	--

diaLIMS-Datenbank

Erweiterungen	#27516	<ul style="list-style-type: none">• Die Sprache (und damit das Gebietsschema) für die Verbindung zu Microsoft-Datenbanken kann nun als Übergabeparameter angegeben werden.• Für die Abfragekriterien stehen nun die Funktionen "\$klein" und "\$groß" für die Konvertierung der Buchstaben zur Verfügung. <u>Behoben</u> : Die Datenbankvalidierung hat die "On-Delete-Trigger" auf Azure-Datenbanken nicht korrekt erkannt. (v13r3)
----------------------	--------	--

Analysen/Methoden

Fehlerbehebungen #27570 Behoben: Der Schalter "Fremduntersuchung" konnte in der Maske gesetzt werden, auch wenn a außerhalb des Schalters in der gleichen Höhe geklickt wurde. (v13r3)

Allgemeine Funktionen

Fehlerbehebungen #27573 Behoben:

- Individuelle Einzeloptionen (syscode.ini) können nun in der Datenbank verwaltet werden.
- Einstellungen des Hauptfensters (darunter auch die Sichtbarkeit der "Toolbar") und der COM-Ports wurden nicht korrekt geladen, wenn das Datum der dateibasierten Einstellungen abgelaufen war.
- In einigen Tabellenzelditoren wurden immer 15 Nachkommastellen angezeigt, auch wenn ein Wert mit weniger Stellen angegeben wurde.
- Prüfmittelproben konnten nicht immer bearbeitet werden, wenn das Prüfmittel zugelassen war.
- Außerkontrollsituationen konnten nicht immer bearbeitet werden, wenn die Regelkarte zugelassen war.
- Die Benutzerrollen in der Anmeldemaske wurden in einer beliebigen Reihenfolge angezeigt.
- Formel-Ergebniszuordnungen konnten an Fremdlabore exportiert bzw. gesendet werden.
- Die Textdarstellung von Listen wurde nach Änderungen nicht immer aktualisiert.
- Bei der Erstellung von Katloggrenzwerten konnte u.U. nicht alle verfügbaren Ergebnisse geladen werden.
- Wenn ein Mittelwert für eine Spalte nicht berechnet werden konnte, wurde statt "0,0" der Text "NaN" angezeigt.
- Spalten (Kriterien), die Leerzeichen oder nicht ASCII-Zeichen in der Bezeichnung enthalten, konnten nicht in Abfragen verwendet werden.

Framework/API:

- Mit der neuen Annotation `@OnDeleteOverride` kann nun das Löschverhalten von Referenzen individuell überschrieben werden. (v13r3)

Rechnungen

Fehlerbehebungen #27641 Behoben: Die Rechnungspositionen-Tabelle konnte keinen konfigurierbaren Masken hinzugefügt werden. (v13r3)