

Änderungshistorie diaLIMS Release 13.5

Release-Zeitraum: 10.05.2022 – 24.05.2022

Anzahl gelisteter Änderungen: 18

REWE Labordaten Schnittstelle

Erweiterungen #26902 Das Logging der REWE-Schnittstelle wurde erweitert. (v13r5)

Methodenvalidierung

Erweiterungen #27136 Die Regression 1. Grades kann nun grafisch dargestellt werden. (v13r5)
#27454 Validierungsschritten können nun mehrere Validierungsformeln hinzugefügt werden. (v13r5)
#27455 Die Formelfunktion *Ergebnis der Vorgängerformel* steht nun für die Methodenvalidierung zur Verfügung. (v13r5)
#27458 Das Modul Methodenvalidierung ist nun für die allgemeine Nutzung freigegeben (gehört nicht mehr zum beta-Funktionsumfang). (v13r5)
#27771 Die Formelsammlung wurde um Funktionen für die Methodenvalidierung erweitert. (v13r5)

diaLIMS Mobile App

Fehlerbehebungen #27410 Behoben: In der Probenahme-App als auch im diaLIMS-Portal wurde beim Zugriff auf den angemeldeten Benutzer der zentrale Datenbankbenutzer des Servers verwendet. Damit wurden u.A. falsche Erstell- und Änderungsbenutzer an den Datensätzen gesetzt. (v13r5)

Abfragen

Erweiterungen #27451 Schnellfilter und Abfrageneinstellungen können nun in der Datenbank (als Einstellungskategorie) gespeichert werden. (v13r5)
Fehlerbehebungen #28083 Behoben: Kriterienwerte mit Kommas konnten nicht mit den Vergleichen "enthalten in" bzw. "nicht enthalten in" verwendet werden. (v13r5)

Prüfpläne

Fehlerbehebungen #27569 Behoben: Beim Kopieren von Prüfplan-Ergebnis-Zuordnungen über die Zwischenablage wurden Analysenintervalle nicht übernommen, wenn mehrere Zuordnungen in einem Schritt kopiert wurden. (v13r5)

Oberflächenelemente

Erweiterungen #27742 Individuelle Hilfetexte können nun mit dem Maskeneditor hinzugefügt und bearbeitet werden. Des Weiteren ist es nun möglich einblendbaren Hilfetext für unterschiedliche Felder zu konfigurieren. (v13r5)
Fehlerbehebungen #27596 Es wurden mehrere Fehler bei der Konfiguration und Darstellung von "Extra-Spalten" behoben. Die Funktion ist nun für die allgemeine Nutzung freigegeben (gehört nicht mehr zum Beta-Funktionsumfang).
Optimiert:
• Bei der Erstellung von Spaltenüberschriften für Exportkonfigurationen wird nun der komplette Pfad vorbelegt, um die Eindeutigkeit zu wahren. (v13r5)
#27924 Behoben: Hilfetexte mit kontextsensitiven Hinweisen wurden u.U. nicht automatisch ausgeblendet. (v13r5)

Berichte

Erweiterungen #27825 PDF-Dokumente können nun beim Drucken von Berichten in den Formaten *PDF 1.5*, *PDF/A-1a* und *PDF/A-1b* gespeichert werden. (v13r5)

Allgemeine Funktionen

Fehlerbehebungen #27826 Optimiert: Stichwortzuordnung von häufig verwendeten Stichwörtern wurde beschleunigt. (v13r5)

Chargen

Erweiterungen #27865 Framework/API: Die Vergabe der Chargennummer bei der Erstellung kann nun durch Programmierung individuell unterbunden werden. (v13r5)

Fehlerbehebungen #27956 Behoben: Nach dem Splitten eines Chargenbestandteils wurde der neue Bestandteil der Tabelle unten hinzugefügt, falls die flache Ansicht aktiviert war. (v13r5)

Portal

Fehlerbehebungen #28077 Behoben: diaLIMS-Portal konnte nicht verwendet werden, wenn der Server in einem Verzeichnis mit Leer- oder Sonderzeichen im Pfad installiert wurde. (v13r5)