

Änderungshistorie diaLIMS Release 2024.4c1

Release-Zeitraum: 30.04.2024 – 22.05.2024

Anzahl gelisteter Änderungen: 8

Proben

Fehlerbehebungen	#28864	<p><u>Behoben:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Probenergebnisse, die als Formel deklariert waren, jedoch keine Formel vom Typ "<i>Probe.Ergebnis</i>" zugeordnet hatten, konnten nicht "gepoolt" werden.• Der Status von Probenergebnissen wurde nach dem Übertragen von Messwerten aus einer <i>Poolprobe</i> nicht aktualisiert. (v24r4c1)
------------------	--------	---

diaLIMS-Launcher

Erweiterungen	#29633	Mit dem <i>diaLIMS-Launcher</i> kann nun die <i>dialog Web App</i> lokal gestartet werden. (v24r4c1)
---------------	--------	--

dialog Mobile App

Erweiterungen	#29911	Die Probennahme mit der <i>dialog Mobile App</i> kann nun bei Bedarf auch <i>Touren</i> -basiert erfolgen. <u>Behoben:</u> Die Filterung von Proben für die Touren-Zuordnung erfolgte anhand des "Nahmedatums". Nun erfolgt die Filterung anhand des "Plandatums". (v24r4c1)
---------------	--------	---

Methodenvalidierung

Erweiterungen	#30191	Formelergbnisse werden nun gespeichert. (v24r4c1)
---------------	--------	---

Allgemeine Funktionen

Fehlerbehebungen	#30370	<u>Framework/API:</u> Die Bestimmung der Umrechnungsfaktoren von Einheiten kann nun mit einem „Cache“ erfolgen. (v24r4c1)
	#30518	<p><u>Behoben:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Grenzwerte für die Standardabweichung wurden in der Proben-Ergebnis-Tabelle unformatiert dargestellt.• Für die Standardabweichung an Grenzwerten, die zu Textergebnissen mit Wertemengen gehören, konnten keine numerischen Werte eingegeben werden.• Grenzwerte von Textergebnissen mit Wertemenge konnten nicht im Probenmodul editiert werden.• Audit-Trail konnte nicht für Statistikwerte konfiguriert werden.• Für das Erstellen, Löschen und Duplizieren von Themen an Protokollen wurden falsche Schaltflächen und Dialoge verwendet. <p><u>Optimiert:</u> Es können nun zwei <i>Audit-Trail</i>-Einträge desselben Attributs miteinander verglichen werden.</p> <p><u>Framework/API:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Die Klasse <i>RESTClient</i> wurde überarbeitet, sodass nun nur noch Methoden für den einfachen Aufruf direkt verwendet (<i>public</i>) werden können.• Schreibende Transaktionen können nun besser gesteuert werden. (v24r4c1)

Analysen/Methoden

Fehlerbehebungen	#30403	<u>Behoben:</u> Das Feld <i>Messunsicherheit</i> wurde geleert, wenn Details zu nicht änderbaren Ergebnissen eingeblendet wurden. (v24r4c1)
------------------	--------	---

Konfigurierbare universelle Importschnittstelle (CSV, Excel, etc.)

Erweiterungen	#30434	Die Suche nach Zellen mit bestimmtem Inhalt funktioniert nun auch bei Importdateien mit unterschiedlicher Spaltenanzahl. (v24r4c1)
---------------	--------	--