

Änderungshistorie diaLIMS Release 2026.5

Release-Zeitraum: 27.05.2026 – 29.06.2026

Anzahl gelisteter Änderungen: 8

Proben

Erweiterungen #31880 *Probe-Behälter* (Zuordnungen) können nun eingelagert werden. (v26r5)

Rezepturen

Erweiterungen #31999 An einer *Rezeptur* können nun die Mengen als "pph" (Parts per hundred) berechnet werden, wenn die Rezeptur Produkte als Bestandteile enthält, die als *pph-Bezugsbestandteile* deklariert wurden. (v26r5)

Allgemeine Funktionen

Erweiterungen #32011 Variablen in Skripten (*Formeln*, *Benutzerbedingungen*, etc.) können nun unabhängig von der Deklaration mit einem Kleinbuchstaben am Anfang referenziert werden. (v26r5)

#32313 Framework/API:

- *Zahlungen* können nun um individuelle Felder erweitert werden (*Base-Klasse* hinzugefügt).
- An mehreren Stellen wurden "Hook"-Methoden eingebaut, mit denen individuelles Verhalten gesteuert werden kann. (v26r5)

#32201 Behoben: Log-Dateien wurden im *Programm*-Ordner abgelegt, wenn diese nach Ablauf des Tages aufgeteilt wurden. (v26r5)

Fehlerbehebungen #32379 Behoben:

- Die Datum-, Zeit- und Zeitstempel-Angabe wurde in dem Feld *Spezifischer Wert* an *Validierungsparametern* Format des aktuellen Gebietsschemas gespeichert. Die Konfiguration konnte so nicht immer Standardübergreifend funktionieren.
- *Audit-Trail* konnte nicht für Datensätze vom Typ *Produkt-Kunden-Zuordnung* konfiguriert bzw. aktiviert werden.
- Die Fehlermeldung mit dem Hinweis auf fehlende Anmeldeberechtigung wurde falsch formatiert dargestellt.
- Nach dem Löschen und erneutem Hinzufügen von *Ergebniszuordnungen* wurde u. U. ein Fehler (*NullPointerException*) angezeigt.
- Einige Masken führten zu erhöhter CPU-Auslastung während der Darstellung.
- Frisch erstellte *Kontrollproben* mit vordefinierten Messwerten (*Zielwert ist Vorgabewert*) wurden erst nach dem Neuladen der *Messserie* angezeigt.
- Beim Erstellen von *Kontrollproben* wurden neuen Messungen erstellt und der *Messserie* zugeordnet, wenn Messungen durch vordefinierten Messwerte (*Zielwert ist Vorgabewert*) belegt waren.

Optimiert:

- Beim Zurücksetzen des Passworts wird nun der Zähler für fehlerhafte Anmeldeversuche zurückgesetzt.
- Einige (nicht mehr benötigte) System-*Einzeloptionen* werden aus der Datenbank entfernt.
- Die Schaltfläche für die Bestätigung von Assistent-Dialogen (*Wizards*) wurde in "OK" umbenannt.
- Die Begriffe "Eigenschaften" und "Rezepturen" wurden für die englische Oberfläche überarbeitet.
- Die Anzeige von mehrzeiligen Texten in Masken und Editoren wurde überarbeitet, sodass diese nun deutlich schneller geladen werden.

#32421 Behoben:

- Beim Zugriff auf Listen (in Tabellen) kam es u. U. zu Fehlern (*NPE in PersistentCollection::wasInitialized*).
- Aufgelistete und selektierte Versionen eines Datensatzes wurden nach dem Schließen der Anzeige nicht geöffnet.
- *Statistikwerte* wurden nicht gelöscht, wenn *Ergebniszuordnungen* gelöscht wurden. (v26r5)

Schnittstellen

Erweiterungen #32079 Es können nun *Schnittstellen* konfiguriert werden, die ein *Makro* ausführen können. (v26r5)